

MOBILIŲJŲ DEGUONIES APARATŲ PAGRINDINIŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS

AirSep FreeStyle® 5



Invacare XPO2®



IŠMATAVIMAI

Aukštis: **272 mm**

Plotis: **168 mm**

Ilgis: **112 mm**

Aukštis: **254 mm**

Plotis: **177.8 mm**

Ilgis: **101.6 mm**

SVORIS

Aparatas: **2.8 kg**

AirBelt diržas
(papildoma baterija): **0.8 kg**

Aparatas: **2.72 kg**

Papildoma baterija: **0.6 kg**

DEGUONIS

Srautas: **1 – 5 LPM (pulsuojantis)**

Koncentracija: **90% +5.5/-3%**

Nustatymai: **5**

Srautas: **1 – 5 LPM (pulsuojantis)**

Koncentracija: **87% - 95.6%**

Nustatymai: **5**

BATERIJA

Pagrindinė baterija: **1 LPM – 3 val.**
2 LPM – 2 val.
3 LPM – 1.5 val.
4 LPM – 1 val. 15 min.
5 LPM – 1 val.

Viena baterija: **1 LPM - 3.5 val.**
2 LPM - 2.5 val.
3 LPM - 2.0 val.
4 LPM - 1.5 val.
5 LPM - 1.0 val.

AirSep FreeStyle® 5

Invacare XPO2®

Kuomet naudojama
kartu su AirBelt™ diržu
(papildoma baterija):

1 LPM – 7 val.
2 LPM – 4.5 val.
3 LPM – 3.5 val.
4 LPM – 3 val.
5 LPM – 2.5 val.

Pagrindinės baterijos
įkrovimo laikas:

3 val. 15 min.

AirBelt™ (papildomos
baterijos) diržo įkrovimo
laikas:

3 val.

Dvi baterijos:

1 LPM - 7 val.
2 LPM - 5 val.
3 LPM - 4 val.
4 LPM - 3 val.
5 LPM - 2 val.

Baterijos įkrovimo
laikas:

3 val.

GARSAS

41 dBA (prie 2 LPM)

45 dBA (prie 2 LPM)

*Abu deguonies koncentratoriai turi beveik vienodus parametrus.
Mes rekomenduojame rinktis AirSep Freestyle® 5.*

Tvel Med s.c.

Įgaliotasis atstovas Lietuvos ir Latvijos regionui

Tel. +37067048214

El.p. info@o2k.lt

www.o2k.lt